




Piattaforma SN



P35450


Compatibile con:

P6 Moncone SN straight, 1mm (P15501)
P6 Moncone SN straight, 2mm (P15502)

**Caratteristica di riconoscimento
rispetto ad altre viti SN:**

Lunghezza: 7,4mm

Coppia di serraggio: 5Ncm



P35451

Compatibile con:

P6 Moncone SN angular 15° (P15515)

**Caratteristica di riconoscimento
rispetto ad altre viti SN:**

Lunghezza: 6,3mm

Coppia di serraggio: 5Ncm



Piattaforma RN



P36450


Compatibile con:

P6 Moncone SN straight, 1mm (P16501)
P6 Moncone RN straight, 2mm (P16502)

**Caratteristica di riconoscimento
rispetto ad altre viti RN:**

Lunghezza: 7,5mm

Coppia di serraggio: 5Ncm



P36451

Compatibile con:

P6 Moncone RN angular 15° (P16515)

**Caratteristica di riconoscimento
rispetto ad altre viti RN:**

Lunghezza: 6,7mm

Coppia di serraggio: 5Ncm